



CURRENTBODY | skin™
EINFACHE ANLEITUNGEN FÜR RF

Einfache Anleitungen für RF

Folge dieser einfachen Schritt-für-Schritt-Anleitung, um dein CurrentBody Skin RF zu benutzen.



SCHRITT 1

Schließ deinen RF über das mitgelieferte Netzkabel an das Stromnetz an.



SCHRITT 2

Wähle deine Energieeinstellung; diese bestimmt, wie schnell sich dein Gerät aufheizt.



EXPERTEN-TIPP: Wenn du neu im Umgang mit Radiofrequenzen bist, beginne mit der niedrigsten Energie Einstellung, um sich an das Gefühl zu gewöhnen.



EXPERTEN-TIPP: Lagere dein leitfähiges Gel bei Raumtemperatur auf, um deine RF-Aufwärmzeit zu verkürzen.

SCHRITT 3

Trage eine dünne, gleichmäßige Schicht Gel auf den Behandlungsbereich auf. So können die RF-Wellen die Haut effektiv durchdringen die Haut.

Bereiche der Behandlung

Jeder Behandlungsbereich erfordert eine 5-minütige Behandlung einmal pro Woche über 8 Wochen, um maximale Ergebnisse zu erzielen.



SCHRITT 4

Nimm die Gerätekappe ab. Halte alle 4 Sonden an den zu behandelnden Bereich und stelle sicher, dass sie in ständigem Kontakt mit der Haut sind.



SCHRITT 5

Führe kleine, langsame kreisende Bewegungen aus. Während sich deine Haut erwärmt, blinkt das Licht grün. Wenn deine Haut die optimale Temperatur erreicht hat, leuchtet sie dauerhaft grün. Je langsamer du dich bewegst, desto schneller erwärmt sie sich.




SCHRITT 6

Nach 5 Minuten färbt sich das Licht orange und signalisiert, dass du zum nächsten Bereich übergehen kannst. Wiederhole den Vorgang ab Schritt 3, bis deine Behandlung vollständig abgeschlossen ist. Wir empfehlen, zwischen den Behandlungen Sonneneinstrahlung und Scheuermittel auf der Haut zu vermeiden.



EXPERTEN-TIPP: Wir empfehlen, deine Behandlung vor einem Spiegel durchzuführen, um absolute Präzision und Genauigkeit zu gewährleisten, wenn das Licht orange wird.



Wenn dein orangefarbenes Licht länger als 5 Minuten braucht oder du keine Wärme von deinem RF spürst, versuche Folgendes:

- Verlangsame deine Bewegungen
- Versuche es mit einem kleineren Behandlungsbereich
- Entferne überschüssiges Gel
- Erhöhe das Energieniveau